



## EMBLISTEADORAS SEMIAUTOMÁTICAS DE LABORATORIO

Estimado/a Sr./Sra. Antonio Fontán Meana de ASOCIACIÓN DE FORMULISTAS DE ANDALUCÍA:

La empresa italiana **O.M.A.R.**, presente en el mercado español desde hace varios años, presenta sus máquinas emblisteadoras de sobremesa para laboratorios de galénica y de I+D.

Las máquinas que realizan pequeños lotes de producción, ensayos clínicos y pruebas de estabilidad, se presentan en dos modelos:



- **Fantasy Std. y Fantasy Plus:** la mediana con una única estación que permite mediante cambios de formato realizar por separado las operaciones de termoformación o formación en frío, sellado, codificado y troquelado. La máquina tiene la ventaja de poder tratar también blisters alu-alu.

La versión Estándar dispone de un cuadro con pulsadores para las diferentes operaciones, acometidas de aire comprimido y de agua para el enfriamiento de las placas así como opcional el relativo chiller.

La versión Plus es igual que la primera en todos sus componentes y accesorios sólo que sustituye los pulsadores en el cuadro con un PLC y relativa pantalla electrónica para poder realizar las diferentes operaciones con el relativo registro de datos, etc.

Las máquinas producen de forma semiautomática cuatro blisters por golpe de dimensiones 60 x 100 mm (para alu-pvc) y un solo blister por golpe de dimensiones 80 x 155 para el alu-alu.

- **Twin-Pack:** La más pequeña con doble estación caliente-fría que permite realizar el corte inmediato de los blisters gracias a la estación en frío que está separada de la caliente.

Puede realizar sólo blisters pvc/pvdc-aluminio. Está pensada para realizar pequeños lotes con una producción de dos blisters por golpe de dimensiones 68 x 89 mm y de sólo uno por golpe de dimensiones 89 x 139 mm.

Los formatos de cada máquina se realizan a medida del cliente y bajo su aprobación previa una vez recibidos todos los detalles además de las muestras físicas de los productos envasar (cápsulas, comprimidos, grageas, etc.)



Para contactarnos o enviar sus datos les rogamos nos contesten en la siguiente dirección: [pachacho@bianchicarlo.com](mailto:pachacho@bianchicarlo.com)

Si desean acceder a la página específica del producto pulsen [aquí](#)



powered by **easyNEWS** Comunicación digital | [darse de baja](#) | [actualizar perfil](#)

El envío de SPAM (correo comercial no solicitado) NO está permitido a través de nuestra red.

Si considera este mensaje como SPAM, le rogamos [comuníquelo aquí](#).

Este email ha sido enviado a [afa@farmaley.com](mailto:afa@farmaley.com) por [pachacho@bianchicarlo.com](mailto:pachacho@bianchicarlo.com) | [Imprimir / versión PDF](#) | Lea nuestra [Política de privacidad](#)  
Inproes S.L - C/Agustín Querol 5, bajo, local, MADRID, 28014, Spain